

Chères et chers collègues,

Nous vous informons de la mise en circulation progressive de nouveaux tubes de prélèvement.

■ **Mise en place**

Les premières commandes contenant ces nouveaux tubes seront expédiées fin de cette semaine / début de la semaine prochaine.

■ **Gestion des stocks actuels**

Nous vous demandons de ne pas renvoyer le matériel actuellement en votre possession.

**Vous pouvez écouler vos stocks existants à votre rythme.**

■ **Documentation**

Une [fiche explicative](#) accompagnera les prochaines commandes afin de faciliter la transition.

**Changements à noter**

- Peu de modifications visuelles globalement
- Aucune modification de pratique n'est attendue
- Codes couleurs inchangés, à une seule exception :

⚠ **Tubes de sérum pédiatrique : bouchon rouge 3.5mL → bouchon jaune pâle 3.5mL**

Vous trouverez également un visuel comparatif «avant / après» dans [ce document](#), reprenant les différents types de tubes (citrate, sérum gel, héparine lithium, EDTA, glucose) et leur ordre de prélèvement.

■ **Rappels importants**

Nous profitons de cette communication pour rappeler :

- de toujours vérifier la date de péremption du matériel avant utilisation
- de remplir les tubes bleus (coagulation) jusqu'au volume requis (repère visible par transparence une fois rempli)

Nous vous remercions pour votre collaboration et votre adaptation à cette évolution.

Bien cordialement,

L'équipe logistique LHUB-ULB