

OBLIGATOIRE

Coordonnées patient(e)

Nom, prénom:

Date de naissance: JJ/MM/AAAA

Sexe: F M

Adresse:

Département:

OBLIGATOIRE

Date de demande: /..... /.....

Cachet et signature prescripteur:

Copie à: Copie patient

OBLIGATOIRE

Date et heure de prélèvement: /..... /..... H

OBLIGATOIRE

Prélevé par:

Prise de rendez-vous obligatoire au service des prélèvements pour les épreuves avec administration d'agents pharmaceutiques:
CHU Brugmann: T 02 477 35 38 Hôpital Erasme: T 02 555 39 33 CHU Saint-Pierre: T: 02 535 36 39

Renseignements cliniques:

EPREUVES DYNAMIQUES PROTOCOLEES (ADULTES)

Produit pharmaceutique - Dose - Voie	A cocher SVP!	Analyses	Tube requis	Temps (minutes)																											
				-30	0	2	4	6	8	10	15	20	25	30	45	60	75	90	120	150	180	240	300								
CRF - 100 µg - IV**	O TCRF	ACTH	1 PM	-30	0							15					30	45	60			90									
		Cortisol	1 PJG		0							15					30	45	60			90									
Gluconate de calcium - 25 mg/kg - IV*	O TGCA	Calcitonine	1 PM		0	2	4	6	8	10																					
Glucose - 75 g - Per os	O TOGTT	C-peptide	1 PJG		0												30								120						
		Insuline	1 PJG		0													30								120					
		Glucose (hors grossesse)	1 PGr		0													30	60	90	120										
	O TOGTTA	GH	1 PJG	-30	0													30	60	90	120	150	180								
		Glucose (acromégalie)	1 PGr	-30	0													30	60	90	120	150	180								
	O 4548	Glucose (grossesse)	1 PGr		0														60						120						
	O 4523	Glucose	1 PGr		0													30	60	90	120										
	O TMGPO	C-peptide (test long)	1 PJG		0														30							120			300		
		Insuline (test long)	1 PJG		0														30							120			300		
		Glucose (test long)	1 PGr		0													30	60	90	120								300		
Insuline - 0.12 U/kg - IV** (Uniquement en hospitalisation)	O TINSUL	ACTH	1 PM	-30	0							15	20	25	30	45	60	75	90	120											
		Cortisol	1 PJG	-30	0								15	20	25	30	45	60	75	90	120										
		GH	1 PJG	-30	0								15	20	25	30	45	60	75	90	120										
		Glucose	1 PGr	-30	0								15	20	25	30	45	60	75	90	120										
		Prolactine	1 PJG		0												60			90											
LHRH - 100 µg - IV*	O 6660	FSH	1 PJG		0											30	60														
		LH	1 PJG		0												30	60													
LHRH - 100 µg - IV et TRH - 200 µg - IV*	O TLHTRH	FSH	1 PJG		0											30	60														
		LH	1 PJG		0												30	60													
		Prolactine	1 PJG	-30	0													30	60						120						
		TSH	1 PJG		0								15				30	60													
NaCl 0,9% - 2L - IV (perfusion 4h)* (Uniquement en hospitalisation)	O TDYNACL	Na+/K+/Cl-/HCO3-	1 PVG		0																						240				
		ACTH	1 PM		0																							240			
		Aldostérone	1 PJG		0																				120				240		
		Cortisol	1 PJG		0																								240		
		Rénine	1 PM		0																					120			240		
Synacthen - 1 µg - IV*	O TSYN0	Cortisol	1 PJG		0						15				30	60															
Synacthen - 250 µg - IV**	O TSYN1	Cortisol	1 PJG		0										30	60															
Synacthen - 250 µg - IV**	O TSYN2	Cortisol	1 PJG		0											30	60														
		Delta 4 androstènedione	1 PJG		0												30	60													
		17 hydroxyprogestérone	1 PJG		0												30	60													
		Testostérone	1 PJG		0												30	60													

EREUVES DYNAMIQUES PROTOCOLEES (ADULTES)

Produit pharmaceutique - Dose - Voie	A cocher SVP!	Analyses	Tube requis	Temps (minutes)																	
				-30	0	2	4	6	8	10	15	20	25	30	45	60	75	90	120	150	180
TRH - 200 µg - IV**	O TTRH	GH	1 PJG	-30	0						15			30		60			120		
		Pro lactine		-30	0						15			30		60			120		
		TSH			0						15			30		60			120		

EPREUVES DYNAMIQUES PROTOCOLEES SANS AGENT PHARMACEUTIQUE (ADULTES)

Tests	A cocher SVP!	Analyses	Tube requis	Temps (minutes)																	
				-30	0	2	4	6	8	10	15	20	25	30	45	60	75	90	120	150	180
Prolactine - catheter	O TPROL	Prolactine	1 PJG		0						15			30							
Système rénine-angiotensine	O TREAG	Aldostérone	1 PJG		0***															120****	
		Rénine	1 PM		0***															120****	

PM: petit mauve/ PJG: petit tube jaune avec gel/ PGr: petit tube gris/ PVG: petit tube vert avec gel

*Seulement réalisé à Erasme

** Seulement réalisé à Erasme et Brugmann

*** Plvt debout

**** Plvt après 2h de décubitus

EPREUVES DYNAMIQUES NON PROTOCOLEES (ADULTES)

Description du test	A cocher SVP!	Analyses	Tube requis	Sous T1 à T18, veuillez noter les temps										
				T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
	O													
	O													
	O													
	O													